


FICHE PRODUIT

Oxymètre de pouls portable, Master Palm 2

Référence : SOC-223000

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Oxymètre de pouls portable, Master Palm 2®

L'oxymètre de pouls Master Palm 2® est un matériel adapté pour les professionnels de santé.

Outre sa légèreté et son exceptionnelle autonomie, vous apprécierez la rapidité et la précision de ses mesures alliées à sa polyvalence.

Sa technologie permet d'intervenir rapidement sur tous les types de patients de l'adulte au néonate, afin de relever précisément leur saturation en oxygène du sang, et leur fréquence de pouls.

Caractéristiques :

- Ecran haute définition, fonction de rotation automatique de l'écran (activée par gravité) qui permet d'optimiser l'utilisation de l'espace et la lisibilité en proposant une disposition verticale ou horizontale.
- 2 modes d'affichage : Chiffres et Courbe SpO2.
- Affichage du pouls, de la courbe de pléthysmographie, de la SpO2 et de la courbe de SpO2.
- Entièrement paramétrable, il permet de régler l'alarme, l'affichage, le son, les réglages système.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/oxymetre-de-pouls/10622-oxymetre-de-pouls-portable-master-palm-2r.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com