

FICHE PRODUIT



Capteur SpO2 Pédiatrique pour oxymètre de pouls Master Palm 2 (1,5 m)

Référence : SOC-222231

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Capteur SpO2 Pédiatrique pour oxymètre de pouls Master Palm 2 (1,5 m)

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/oxymetre-de-pouls/10624-capteur-spo2-pediatrique-pour-oxymetre-de-pouls-master-palm-2-1-5-m.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com