


FICHE PRODUIT

Brassard de PNI patient unique Suntech NEONAT n°1 (orange) 3 - 6 cm - boîte de 20

Référence : SOC-231100

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Brassard de PNI patient unique Suntech™ NEONAT n°1 (orange)

- Taille : 3 - 6 cm
- Boîte de 20

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteur-de-signes-vitaux/10626-brassard-de-pni-patient-unique-suntechtm-neonat-n-1-orange-3-6-cm-boite-de-20.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com