

FICHE PRODUIT



Lampe d'examen mobile LED, Modèle MLE.7009

Référence : SOC-MLE.7009

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques de la Lampe d'examen mobile, Modèle MLE.7008

- Intensité lumineuse: 5,000 Lux $\pm$ 10%.
- Température de couleur: 4500 K (FIXE)
- Nombre d'ampoules LED: 7.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-d-examen-medicales/10633-lampe-d-examen-mobile-led-modele-mle-7008.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com