

FICHE PRODUIT

Cathéter veineux central néonatal et pédiatrique en polyuréthane Long. 15 cm 3Fr

Référence : SOC-V125315

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Cathéter veineux central néonatal et pédiatrique en polyuréthane Long. 15 cm 3Fr

Cathéter veineux central néonatal et pédiatrique **en polyuréthane** pour accès de courte et moyenne durée introduit par voie périphérique, radio-opaque, pour nutrition parentérale et administrations médicamenteuses.

- Graduations centimétriques sur toute la longueur du cathéter et marquage distal pour contrôle de l'intégrité du cathéter lors du retrait.
- Ailettes intermédiaires pour fixation du cathéter et prolongateur intégré en polyuréthane (longueur 9 cm).
- Tubulure du cathéter de dureté standard.
- **Longueur : 15cm**
- **Diamètre Fr : 3Fr**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/catheters-intraveineux-surflo/10636-catheter-veineux-central-neonatal-et-pediatrique-en-polyurethane-long-15-cm-3fr.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com