


FICHE PRODUIT

Cathéter ombilical en polyuréthane, Longueur 30 cm x 2,5 Fr 8/bte

Référence : SOC-V127002

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Cathéter ombilical en polyuréthane, Longueur 30 cm x 2,5 Fr 8/bte

Cathéter ombilical en PUR radio-opaque et transparent utilisable par voie veineuse ou artérielle.

Fourni avec un robinet à 2 voies et des pions d'identification rouge pour utilisation artérielle, bleu pour utilisation veineuse.

Marquage centimétrique de 4 à 25 cm de l'extrémité distale.

- Hémocompatibilité du polyuréthane
- Pas de relargage de plastifiant
- Longueur 30 cm x 2,5 Fr.
- **Conditionnement : boîte de 8**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/catheters-intraveineux-surflo/10637-catheter-ombilical-en-polyurethane-longueur-30-cm-x-2-5-fr-8-bte.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com