


FICHE PRODUIT

Cathéter ombilical PVC taille 3,5 Fr longueur 37 cm

Référence : SOC-V027003

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Cathéter ombilical PVC taille 3,5 Fr longueur 37 cm

Cathéter veineux ombilical en PVC radio-opaque et transparent utilisable par voie veineuse ou artérielle (mesures de pression, perfusions, administrations médicamenteuses, prises de sang, exsanguino-transfusion...).

Marquage centimétrique de 4 à 25 cm de l'extrémité distale.

- Matériau souple et thermosensible avec extrémité distale ouverte et émoussée pour réduire le traumatisme vasculaire.
- Choix de 6 diamètres de cathéter.
- Taille 3,5 Fr longueur 37 cm.
- Boîte de 15 unité

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/catheters-intraveineux-surflo/10638-catheter-ombilical-pvc-taille-3-5-fr-longueur-40-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com