

FICHE PRODUIT

Module température PRO VS Check COVIDIEN FILAC 3000

Référence : SOC-551403

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Module température PRO VS Check COVIDIEN FILAC 3000**Avec sonde de température orale/axillaire**

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/10642-module-temperature-pro-vs-check-covidien-filac-3000.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com