

**FICHE PRODUIT**

## Glacière porte-vaccin

Référence : SOC-RjB07

### Points forts

- délais : 48 heures

### Description du produit

Cette **Glacière porte-Vaccin** de Capacité 8,32 litres de vaccin, a un couvercle avec charnières et système de verrouillage/amovible Caractéristique de la Glacière port-vaccin

La structure externe et interne est faite de polyéthylène linéaire basse densité, de plastique ABS résistant aux chocs. L'isolation est faite en mousse de polystyrène.

### Capacité de le Glacière porte-vaccin

Gamme: Court

Capacité de stockage des vaccins: 8,32 Litres

Poids plein: 21,65 Kg

Poids à vide (avec poche de glace vide): 10,95 Kg

Dimensions ext (L x P x H): 55 x 44,5 x 41,5 cm

Dimensions Int (L x P x H): 35 x 28 x 24 cm

Dimensions espace de stockage des vaccins: 27 x 20 x 15,4 cm

Epaisseur d'isolation: 65 mm

Nombre de pack de glace: 8 Pack de glace

Durée de convection à froid sans ouverture à 43 ° : 84 Heures

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit



<https://www.socimed.com/divers/10645-glaciere-porte-vaccin.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)