

FICHE PRODUIT



Incubateur néonatal Isolette C2000

Référence : SOC-D555651

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Incubateur néonatal Isolette C2000

L'**Incubateur néonatal** Isolette C2000 offre un microenvironnement idéal pour le développement des nouveau-nés.

Caractéristiques l'Incubateur néonatal Isolette C2000 :

Performances

Vitesse de l'air au niveau du matelas < 10 cm/s

Temps de montée en température à la température ambiante de 22 °C < 35 min

Variabilité de la température < 0,5 °C

Overshoot de température < 0,5 °C maximum

Équilibre entre la température et un matelas de niveau < 0,8 °C

Corrélation entre la température d'air indiquée et $\leq 0,8$ °C la température réelle dans l'incubateur (une fois l'équilibre de température atteint dans celui-ci).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Niveau de bruit de fonctionnement dans l'habitable < 47 dBA

Niveau de bruit de fonctionnement dans l'habitable avec < 49 dBA servocommande d'oxygène

Taux de dioxyde de carbone (CO²) (conformément à la norme EN60601-2-19) < 0,5 %

Micro-filtre d'arrivée d'air Efficacité de 99,9 %

Taille des particules retirées 0,3 micron

Option servocommande d'humidité

Plage de contrôle de l'humidité 30 % à 95 % par pas de 1 %

Temps de fonctionnement du contrôle de l'humidité sans remplissage 24 heures maximum à 85 % d'humidité relative et 36 °C, en mode air supplémentaire

Capacité du réservoir de contrôle de l'humidité 1 000 mL

Précision de l'affichage de l'humidité ± 6 % d'humidité relative (entre 10 % et 90 % entre 20 °C et 40 °C)

Option servocommande d'oxygène

Plage de contrôle de l'oxygène 21 % à 65 %

Précision de la déviation totale du contrôle de l'oxygène ± 2 %

Précision de l'affichage de l'oxygène (étalonnage à 100 %) ± 3 %

Précision de l'affichage de l'oxygène (étalonnage à 21 %) ± 5 %

Résolution de l'affichage de l'oxygène 1 %

Option balance

Gamme de poids 0 à 7 kg

Résolution de l'affichage du poids 1 g (OIML = 10 g)

Précision du poids 2 g $\pm 1/2$ digit jusqu'à 2 kg (OIML = 10 g) 5 g $\pm 1/2$ digit au-delà de 2 kg

Classification de l'appareil

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Classe de protection Classe I, Type BF, fonctionnement continu, pas AP

Infiltration de liquides IPX0

Marque: DRAEGER

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/neonatalogie-et-reanimation-neonatale/10647-incubateur-neonatal-isolette-c2000.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com