

FICHE PRODUIT



Capteur / Sonde de température cutanée à UU Isolette C 2000

Référence : SOC-D555652

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Capteur de température Isolette C 2000

Composé de :

- Sonde de température cutanée Premi-Probe 4, à usage unique, 10 pcs.
- Sonde cutanée usage unique Preemie 4, jeu de 10

Norme ISO

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/neonatalogie-et-reanimation-neonatale/10648-capteur-de-temperature-isolette-c-2000.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com