

FICHE PRODUIT

Incubateur Néonatal Babytherm 8004

Référence : SOC-D555653

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Incubateur Néonatal Babytherm 8004

Incubateur ouvert Babytherm 8004, pour le réchauffement en soins intensifs et la réanimation de prématurés et de nouveaux-nés :

- Thermo-Monitoring intégré (mesure en continu sur 2 canaux de température)
- Chauffage par rayonnement double avec mécanisme pivotant fournissant au patient de la chaleur en continu, quelle que soit sa position
- Régulation de température cutanée et mode manuel
- Eclairage fort et doux pour l'examen
- Ecran pour affichage de messages en texte clair
- Lit à 4 panneaux latéraux repliables en 2 tailles : 15 cm ou 23 cm
- Lit avec matelas en mousse (avec ou sans trou à cassette radio)
- Mécanisme d'inclinaison du lit, réglable de +20° à -15°
- Chauffage par rayonnement double avec l'électronique du 8004
- Etagère pour moniteur avec 2 rails latéraux

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 2 parois intérieures
- 5 sondes de température cutanée (centrales), jaunes
- 5 sondes de température cutanée (périphériques), blanches
- 50 pastilles adhésives
- Notice d'utilisation

En Options :

- Choix du chariot (hauteur fixe ou variable)
- Photothérapie intégrée
- Interface pour ordinateur, et analogique
- Balance intégrée (standard ou compatible NAWI)

Marque: DRAEGER**Conformité et garantie****Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/neonatalogie-et-reanimation-neonatale/10649-incubateur-neonatal-babytherm-8004.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com