


FICHE PRODUIT

Lampe de photothérapie à LED BiliLux

Référence : SOC-D555654

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Système de photothérapie à LED pour le traitement de l'hypermbilirubinémie chez les nouveau-né, avec bras à ressort et chariot.

La BiliLux est un appareil de photothérapie à LED compact et léger destiné au traitement de l'ictère néonatal. Il offre des performances de photothérapie hors norme, un traitement individualisé avec des fonctions d'enregistrement, et la souplesse d'une intégration fluide dans pratiquement tous les environnements de travail.

Le système comprend :

- Lampe de photothérapie à LED
- Câble d'alimentation
- Clé USB
- Vidéo d'utilisation
- Notice d'utilisation
- Bras à ressort et attache de rail (option)
- Chariot (option)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Radiomètre (option)
- Fixations (option)

Marque: DRAEGER

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/neonatalogie-et-reanimation-neonatale/10650-lampe-de-phototherapie-a-led-bililux.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com