

FICHE PRODUIT

Respirateur de réanimation Néonatal Babylog 8000 plus

Référence : SOC-D555655

Points forts

- délais : 8 semaines
- délais : 48 heures

Description du produit

Respirateur de réanimation Néonatal Babylog® 8000 plus

Franchissez une étape importante en matière de soins ventilatoires néonataux avec ce ventilateur reconnu dans le monde entier et conçu spécialement pour les patients les plus petits.

Une ventilation en harmonie avec le patient

La synchronisation sensible et précise et les fonctions d'adaptation continue s'associent pour fournir l'assistance ventilatoire nécessaire, permettre l'accès à des niveaux de ventilation spontanée optimaux, faciliter le processus de sevrage et protéger le patient des effets secondaires graves comme le volotraumatisme ou l'atélectasie.

L'aide inspiratoire - la norme pour les nouveau-nés

L'aide inspiratoire (AI) assure une compensation automatique des fuites et offre à l'enfant une meilleure maîtrise de son cycle respiratoire en synchronisant inspiration et expiration. Une compensation continue et automatique des fuites assure des temps inspiratoires optimaux.

Volume garanti

La fonctionnalité Volume Garanti (VG) associe les avantages de la ventilation à pression contrôlée à ceux de la ventilation à volume contrôlé. Le volume courant prééglé est maintenu constant,

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

indépendamment de la ventilation spontanée ou des variations des conditions pulmonaires. Le volume garanti assure une ventilation suffisante tout en évitant le risque de volotraumatisme.

CPAP nasale Babyflow

Le Babylog® 8000 plus associe tous les avantages de la ventilation non invasive à un système de CPAP nasale, facile à utiliser et spécialement pensé pour les patients les plus petits. La conception unique du masque offre une ventilation CPAP stable et atraumatique.

Ventilation haute fréquence*

Le Babylog® 8000 plus de Dräger dispose d'une option de ventilation haute fréquence (HFV) qui s'active par simple pression d'une touche, et qui peut être utilisée en association avec les modes CPAP ou VC. Le ventilateur mesure avec précision les volumes courants les plus faibles, vous permettant d'ajuster minutieusement votre thérapie aux besoins de vos patients (*non disponible aux États-Unis).

Fonctionnement simple, design ergonomique

Un écran convivial et offrant une excellente visibilité* affiche vos données en temps réel ou sous forme de tendance graphique ou numérique. L'association de fonctions de surveillance personnalisables par l'utilisateur et d'alarmes intelligentes facilite le flux de travail et permet au soignant de se concentrer sur les soins au patient.

Marque: DRAEGER

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/respirateurs-de-reanimation/10651-respirateur-de-reanimation-neonatal-babylogr-8000-plus.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	8 semaines
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com