

FICHE PRODUIT



Aspirateur chirurgical électrique Evac, 40L/min

Référence : SOC-2M86752

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

L'Evac 40 est un aspirateur chirurgical puissant répondant à des exigences strictes.

La pompe à vide, équipée d'une technologie à membrane, est conçue pour une utilisation en continu et se caractérise par son fonctionnement silencieux. L'interrupteur à pédale vous permet d'allumer ou d'éteindre facilement l'appareil. Une surface très simple à nettoyer et un affichage du vide de grande précision intégré complètent le système.

Une soupape de sécurité intégrée au bouchon de la bouteille à sécrétions de 3l ainsi qu'une bouteille de protection empêchent les sécrétions de pénétrer dans l'appareil.

L'aspirateur chirurgical est équipé de deux rails et peut donc être utilisé avec différents accessoires montés sur rails.

Caractéristiques techniques :

Puissance d'aspiration 40 L/min

Vide max. Environ - 90 kPa1)

Affichage du vide De -1 à 0 bar ; De -750 à 0 mmHg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Bouteille à sécrétions : 2 x 3 l/min

Tension nominale : 230V/110V 230 V, 50/60 Hz; 110 V, 50/60 Hz

Intensité nominale : 230V/110V Environ 0,45 A à 230 V~/ environ 0,82 A à 110 V

Puissance de sortie : 230V/110V Environ 100 W/ environ 90 W

Temps de fonctionnement : Fonctionnement continu à l'intérieur des plages de tension indiquées

Dimensions : 999 x 435 x 436 mm

Poids (sans bouteille à sécrétions) : Environ 18 kg

Pression sonore : max. 60 dB (A)

Classement IX : Classe II a (selon la Directive 93/42/CEE Annexe)

Code UMDNS : 10-208

1) 1bar = 1 kPa x 100

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/10652-aspirateur-chirurgical-electrique-evac-40l-min.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com