

FICHE PRODUIT

Respirateur de réanimation pour USI, Savina 300 Classic

Référence : SOC-D670230

Points forts

- délais : 8 semaines
- délais : 48 heures

Description du produit

Respirateur de réanimation pour USI, Savina® 300 Classic**Ventilation et monitoring respiratoire en soins intensifs**

Le respirateur de soin intensif **Savina® 300 Classic** (dans cette configuration) combine l'indépendance et la puissance d'un système de ventilation à turbine avec de nombreux modes de ventilation. Le large écran couleur tactile et le système d'exploitation intuitif centré sur les fonctions essentielles rendent la configuration et l'utilisation très simples.

Avantages**Facilité d'utilisation**

- Intuitif pour une utilisation simple et une configuration rapide
- Interface utilisateur standard commune à tous les appareils Dräger pour une utilisation sûre et un temps de formation réduit
- Rapidement prêt à fonctionner avec un dispositif de contrôle automatique
- Manipulation intelligente des alarmes pour une réponse rapide aux situations critiques du patient

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Surfaces lisses et imperméables pour un nettoyage et une désinfection faciles

Ventilation haute performance

- Nombreux modes de ventilation
- Respiration spontanée sans stress avec excellent temps de réponse du trigger grâce à la turbine
- Respiration libérée avec AutoFlow : régulation de pression à la pression la plus basse possible pour obtenir un volume cible
- Ventilation non invasive (VNI) disponible dans tous les modes, avec temps de réaction très rapide à l'effort du patient
- Pas de changement d'appareil nécessaire en cas de modification de la thérapie ventilatoire : l'oxygénothérapie permet l'application d'un débit constant d'oxygène
- Surveillance étendue avec boucles, tendances et journal

Indépendant de l'alimentation électrique et en gaz

- Turbine intégrée à temps de réponse rapide et fournissant un haut débit continu jusqu'à 250 l/min
- Cinq heures de ventilation indépendante grâce à des batteries intégrées et externes
- Unité d'alimentation de transport (TSU) pouvant être fixée rapidement pour une manipulation ergonomique des bouteilles
- Accroche de lit pour une connexion rapide du ventilateur au lit du patient
- Entrée d'oxygène basse pression (LPO) pour une ventilation sans alimentation centrale en gaz.

Modes de ventilation

Modes de ventilation à volume contrôlé : - VC-VC/VC-VAC - VC-VACI

Modes de ventilation à pression contrôlée : PC-BIPAP1/PC-VACI+ - PC-VAC

Assistance de respiration spontanée : - SPN-VSPEP

Caractéristiques techniques :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- AutoFlow® : Adaptation automatique du débit inspiratoire pour les modes de ventilation en volume contrôlé.
- VNI : Ventilation Non Invasive avec gestion des alarmes optimisée et compensation automatique des fuites.
- Capnographie : Mesure du flux principal de CO₂
- MonitoringPlus : Boucles, tendances, journal utilisateur
- LPO : Oxygène Basse Pression. Approvisionnement en oxygène indépendant, par ex. avec un concentrateur d'O₂
- Appel infirmière : Connexion pour la transmission des signaux d'alarmes à un système d'alarme central
- Oxygénothérapie : Le débit continu est appliqué avec un masque à oxygène, une cagoule ou une canule nasale chez les patients respirant de manière spontanée.

Type de patient : Adulte, pédiatrique

Fréquence respiratoire : de 2/min à 80/min

Temps inspiratoire : de 0,2 à 10 s

Volume courant : de 0,05 à 2,0 L, BTPS₂

Pression inspiratoire : de 1 à 99 mbar (ou hPa ou cmH₂O) (1 millibar = 100 Pa)

PEEP/interm. PEP : 0 à 50 mbar (ou hPa ou cmH₂O)

Aide inspiratoire/ Δ AI : de 0 à 50 mbar (ou hPa ou cmH₂O) (en fonction de la PEP)

Accélération du débit : de 5 à 200 mbar/s (ou hPa/s ou cmH₂O/s)

Concentration en oxygène : de 21 à 100 % en vol.

Sensibilité du trigger (Trigger déb.) : 1 à 15 L/min

Critère d'arrêt inspiratoire : de 5 à 75 % du PIF (débit inspiratoire de pointe)

Alimentation en gaz

Air : Technologie de la turbine (avec une garantie du fabricant de 8 ans pour la turbine⁴)

Alimentation en O₂ : 3 bar (43,5 psi) - à 10 % jusqu'à 6 bar (87 psi)

Dimensions et poids

Dimensions L x H x P (sans chariot) : 460 x 383 x 364 $\pm$ 2 mm (18,11 x 15,08 x 14,33 $\pm$ 0,08 pouces)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Poids (dispositif de base) : Environ 26 kg (57,3 livres) sans chariot

Diagonale de l'écran : Ecran tactile en couleur TFT 12 pouces

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/respirateurs-de-reanimation/10653-respirateur-de-reanimation-pour-usi-savinar-300-classic.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	8 semaines
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com