

FICHE PRODUIT

Réfrigérateur pharmaceutique MD-85

Référence : SOC-MD85

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Ce réfrigérateur pharmaceutique est principalement utilisé comme dispositif intégré.

Cependant, ce modèle peut également être monté selon la norme DIN 58345 moyennant un coût supplémentaire.

- 3 tiroirs, 1 étagère.
- Type de sous-comptoir.
- Dégivrage automatique.
- Sélection de température continue.
- Porte verrouillable.
- Equipement selon DIN 58345.
- Charnière de porte à gauche.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

-
- Division tiroir avec diviseurs longitudinaux et transversaux permanents.
 - Tiroir supérieur verrouillable.
 - Bac à eau pour la vidange manuelle.
 - Ventilateur à compresseur installé, dans le cas d'un meuble intégré ou d'une manipulation avec une version 60Hz.
 - Module GSM.
 - Thermomètre enregistreur de stylo pour placer l'appareil à l'intérieur de manière lâche avec 2 bandes de papier ciré.
 - Sonde de température PT 100 ou PT 1000.
 - Capteur 4 fils, classe 1/3 B, incl. Flacon de mesure incorporé.

Caractéristiques du Réfrigérateur pharmaceutique MD-85

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Capacité	80 litres
Réglage de la température	+2 to +12 °C
Voltage	220 - 240 V
Fréquence	50 Hz
Consommation d'énergie	100 Watts
Consommation normale	0,60 KW / 24 h
Dimensions hors-tout (y compris la distance du mur)	47 x 51 x 74 (L x l x h en cm)
Dimensions interne	38 x 41 x 63 (L x l x h en cm)
Dimensions utilisables	(profondeur utile supérieure à 5 cm, inférieure à 15)
Dimensions hors tout avec porte ouverte à 90 °	47 x 96 (L x l en cm)
Taille d'étagère	23 x 37,8 (L x l in cm)
Dimensions intérieures du tiroir	34 x 32 x 5,6 (L x l en cm)
Capacité de chargement maximum par tiroir / étagère	9,5 kg / 25 kg
Poids	32 kg / 38 kg (net / brut)

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateurs-a-vaccins/10654-refrigerateur-pharmaceutique-md-85.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com