


FICHE PRODUIT

Sonde rectale 40 cm (Gastro-entérologie) en PVC avec 2 oeils latéraux

Référence : SOC-174140BIS

Points forts

- Conditionnement : Sachet de 50

Description du produit

La **Sonde rectale 40 cm (Gastro-entérologie) en PVC** est une sonde adaptée à la plupart des pathologies nécessitant un écoulement contrôlé, en particulier dans les spécialités de gastro-entérologie.

Le matériau employé est le PVC. Ce matériau a été contrôlé sur le plan de son innocuité et de sa non-toxicité.

Les sondes sont vendues stériles non lubrifiées.

Conformité et garantie


Marquage CE**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/fournitures-medicales-generales/10655-sonde-rectale-40-cm-gastro-enterologie-en-pvc-avec-2-oeils-lateraux.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	Sachet de 50

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
sonde_diametre - CH 18	SOC-174140ABIS	
sonde_diametre - CH 20	SOC-174141BDIS	
sonde_diametre - CH 22	SOC-174142BDIS	
sonde_diametre - CH 25	SOC-174143BDIS	
sonde_diametre - CH 28	SOC-174144BDIS	
sonde_diametre - CH 30	SOC-174145BDIS	
sonde_diametre - CH 32	SOC-174146DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com