

FICHE PRODUIT



Défibrillateur multiparamétrique modulable avec système Plug & Play

Référence : SOC-REANIBEX800

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques techniques

- Haute performance et utilisation aisée
- Stimulateur cardiaque optionnel non invasif
- Pulsioxymètre MASIMO RAINBOW en option
- Capnographie ORIDION MICROSTREAM® en option
- Pression artérielle SUNTECH non invasive en option
- Pression artérielle MEDLAB invasive en option (2 lignes)
- Température MEDLAB en option (2 lignes)
- Algorithme d'interprétation à 12 câbles de l'Université de GLASGOW
- Grand écran couleur haute résolution de 8,4'' pour la surveillance, jusqu'à 3 chaînes.

Caractéristiques du REANIBEX 800

- Technologie biphasée
- Ecran à haute résolution couleur (8,4'')

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Capacités de diagnostique et de contrôle
- Câbles patients à 3, 5 ou 10 fils
- Stimulation non invasive (en option)
- Transmission des données d'ECG à 12 fils au service d'urgence (optionnel)
- Algorithme d'interprétation pour 12 fils (Université de GLASGOW) (optionnel)
- Cardioversion synchronisée
- Métronome CPR avec suivi
- Kit de technologie MASIMO RAINBOW qui contrôle le SpO2, SpCO et SpMet (Optionnel)
- Capnographie d'ORIDION avec technologie MICROSTEAM
- Pression artérielle non invasive de SUNTECH MEDICAL
- Pression artérielle invasive (2 lignes)
- Température (2 lignes)
- Fonctionne depuis le secteur (AC), depuis une batterie de véhicule (DC) et avec sa batterie.
- Possibilité d'utiliser deux batteries
- Possibilité de régler l'écran en mode contraste élevé

Accessoires

- Electrodes jetables de défibrillation pour patients adultes et pédiatriques
- Electrodes ECG pour patients adultes et pédiatriques
- Sacoche de transport (1)
- Sac supérieur en néoprène (2)
- Support d'ambulance (certifié EN 1789 : 2007) (3)
- Câbles patients à 3, 5 ou 10 fils
- Palettes internes (4)
- Batterie rechargeable
- Chargeur de la batterie externe
- Câble de connexion à 12V (DC).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Application logicielle "Gestionnaires des données REANIBEX, des données de connexion, des données virtuelles " pour gérer et organiser toutes les données recueillies.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteurs-defibrillateurs/10663-defibrillateur-multiparametrique-modulable-avec-systeme-plug-play.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com