

FICHE PRODUIT



Paire de poignée pour scie de Gigli

Référence : SOC-606000

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Paire de poignée pour scie de Gigli

La **Paire de poignée pour scie de Gigli** fait partie des **instruments** les plus utilisés en **chirurgie**. La **Paire de poignée pour scie de Gigli** a été fabriquée pour la **scie de Gigli**. Faite en inox, la **Paire de poignée pour scie de Gigli** que **SOCMED** vous offre est d'une durabilité remarquable car son matériau de fabrication lui procure une résistibilité particulière à la rouille. N'hésitez plus à passer votre commande car les meilleures sélections de **paire de poignée pour scie** ont déjà été faites par **SOCIMED** pour vous !

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/scies/10676-paire-de-poignee-pour-scie-de-gigli.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com