

FICHE PRODUIT

Brassard+poche c/c 1 t avec raccord à vis mâle, nylon gris Obèse (XL)

Référence : SOC-334191

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Brassard+poche c/c 1 t avec raccord à vis mâle, nylon gris Obèse (XL)

Brassard avec poche simple tubulure 60 cm équipée d'un raccord rapide à vis (embout mâle) pour Lian® NM, Lian® Métal, Lian® Nano, Lian® Scénic, Ergo Sphyg®, Lian® Couleur.

Lavables à 30-40°.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/brassards-pour-tensiometres/10681-brassard-poche-c-c-1-t-avec-raccord-a-vis-male-nylon-gris-obese-xl.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
délais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com