

FICHE PRODUIT

Brassard+poche TPU 1 t avec raccord à vis mâle, nylon gris Adulte (M)

Référence : SOC-334116

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Brassard+poche TPU 1 t avec raccord à vis mâle, nylon gris Adulte (M)

Brassard avec poche simple tubulure 60 cm équipée d'un raccord rapide à vis (embout mâle) pour Lian® NM, Lian® Métal, Lian® Nano, Lian® Scénic, Ergo Sphyg®, Lian® Couleur. Lavables à 30-40°.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/brassards-pour-tensiometres/10682-brassard-poche-tpu-1-t-avec-raccord-a-vis-male-nylon-gris-adulte-m.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com