

FICHE PRODUIT



Tensiomètre Anéroïde Lian Nano avec brassard nylon noir Adulte (M)

Référence : SOC-513210

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tensiomètre Anéroïde Lian® Nano avec brassard nylon noir Adulte (M)

Découvrez le **Tensiomètre Anéroïde Lian® Nano** manopaire léger et robuste distribué par **SOCIMED**. Il allie le style et les performances. Grâce à son grand cadran, la lecture des mesures devient plus facile.

Caractéristiques du Tensiomètre Anéroïde Lian® Nano avec brassard nylon noir Adulte (M) :

- Boîtier en ABS léger et résistant aux chocs.
- Lecture des mesures facilitée par son grand cadran.
- Brassards noirs en nylon Oxford très résistant avec raccord rapide en métal à vis.
- Poire ergonomique et robinet en laiton avec capuchon en ABS.

Livré en trousse nylon.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-aneroides/10686-tensiometre-anoirde-lianr-nano-avec-brassard-nylon-noir-adulte-m.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com