

FICHE PRODUIT



Thermomètre infra rouge sans contact coloris bleu

Référence : SOC-SP3051

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Thermomètre infra rouge sans contact coloris bleu

Ce nouveau type de thermomètre électronique 3 en 1 permet une prise de température par le biais de rayons infrarouge et sans aucun contact.

- Plus d'hygiène comme il s'agit d'un thermomètre sans contact direct avec la peau (distance : 3-5 cm)
- 3 modes de mesure : corporel, de surface et ambiant
- une température obtenue rapidement avec alarme sonore ($>38^{\circ}\text{C}$)
- 32 mémoires
- 2 coloris disponibles
- Livré avec 2 piles LR06 (AA)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.


Page produit

<https://www.socimed.com/thermometres-medicaux/10711-thermometre-infra-rouge-sans-contact-coloris-bleu.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com