

FICHE PRODUIT

Electrocardiographe BeneHeart R12

Référence : SOC-R12945

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Électrocardiographe BeneHeart R12

L'Électrocardiographe BeneHeart R12 fournit un diagnostic ECG rapide et précis pour vous permettre de répondre à une variété d'exigences cliniques.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/10713-electrocardiographe-beneheart-r12.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com