

FICHE PRODUIT

Thermoformeuse P7 avec moteur d'aspiration

Référence : SOC-F601913

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Thermoformeuse P7 avec moteur d'aspiration

Permet de thermoformer plaques rondes ou carrées, d'épaisseurs diverses.

Son puissant moteur développe un vide poussé permettant un thermoformage rapide et précis.

Applications :

- Gouttières de protection
- Gouttières thérapeutiques
- Bridges provisoires
- Guides chirurgicaux
- Porte-empreintes individuels

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/thermoformeuse/10715-thermoformeuse-p7-avec-moteur-d-aspiration.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com