

FICHE PRODUIT

Sableuse pneumatique / 2 réservoirs

Référence : SOC-C305604

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Sableuse pneumatique / 2 réservoirs

Cette sableuse pneumatique est une machine de sablage à double module avec système de recyclage pour le sablage des prothèses dentaires.

Utilisé pour le traitement de la déviation, la rugosité et les traitements de surface.

Caractéristiques principales :

- Système de recyclage, équipé d'une buse Widia (ø 3 mm), qui permet de réutiliser le matériau déposé sur le fond lors des opérations de dégrossissage.
- Equipé de deux cylindres d'une capacité utile d'environ 0,5 litre chacun.
- Sélecteur de cylindre à l'intérieur de la chambre.

Données techniques :**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Alimentation : 230 V $\pm$ 10 % / 50 - 60 Hz
- Puissance totale (W) : 9
- Pression de fonctionnement (bar) : 3 - 6
- Pression d'entrée requise b(ar) : 6 - 8
- Capacité du réservoir (l) : 0,5
- Sable (μ m) : 25 - 250
- Recyclable : Oui
- Dimensions (L x D x H) : 370 x 420 x 370 (mm).
- Poids : 11 kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sableuses/10718-sableuse-pneumatique-2-reservoirs.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com