

FICHE PRODUIT

Gaine de stérilisation, rouleau de 200m

Référence : SOC-E5004

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques de la gaine de stérilisation

- Dimension: 150 mm x 200 m.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/poupinel-sterilisateur-chaueur/10721-gaine-de-sterilisation-rouleau-de-200m.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com