

FICHE PRODUIT



Spatule à alginate flexible

Référence : SOC-906604

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Spatule à alginate flexible

Spatule à alginate pour le mélange de matériaux d'alginate dans un bol en plastique. **Spatule à alginate** en plastique dur transparent, dispose de coins arrondis, qui s'adaptent à la forme du bol à alginate.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/10727-spatule-a-alginate-flexible.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com