

FICHE PRODUIT



Bonbonne en polypropylène avec robinet 10 L, Modèle Nalgène

Référence : SOC-GRSS9002721

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Bonbonne en polypropylène avec robinet 10 L, Modèle Nalgène

La Bonbonne Nalgène en PP 10L est graduée, étanche et Autoclavable

Elle est utilisée pour le stockage des produits alimentaires, eau distillée ou autres solutions

Avec bouchon à vis Ø 83 mm en Polypropylène et anses.

NB: Ne pas utiliser avec des substances agressives

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/eau-distillee/10732-bonbonne-en-polypropylene-avec-robinet-10-l-modele-nadelge.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com