

FICHE PRODUIT



Kit de désinfection mobile ANIOS (5 produits)

Référence : SOC-KITDMANIOS

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le kit de désinfection mobile ANIOS est conditionné dans une trousse comportant:

- 1 flacon 100 ml d'ANIOSAFE MANUCLEAR HF
- 1 flacon 100 ml d'ANIOSGEL 85 NPC(1)
- 1 tube 50 ml de CRÈME PROTECTRICE
- 1 petite boîte de LINGET'ANIOS(1)(2)
- 1 flacon 50 ml de SURFA'SAFE PREMIUM(1)(2)
- 1 porte clé lumineux "Microbe"

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-et-nettoyage-des-mains/10733-kit-de-desinfection-mobile-anios.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com