

FICHE PRODUIT

Lecteur de facteur Rhésus (Rhésuscope) 1 face

Référence : SOC-RH1FA

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Le **Lecteur de facteur Rhésus - Rhésuscope 1 face** est un dispositif essentiel en laboratoire pour l'analyse visuelle des **réactions d'agglutination** lors de la détermination du facteur Rhésus. Grâce à sa surface lumineuse unique équipée d'une **plaque opaline diffusante**, il offre un éclairage homogène permettant une lecture claire et sans reflet.

Compact, simple d'utilisation et parfaitement stable, ce rhésuscope 1 face est idéal pour les laboratoires de petite à moyenne activité ou comme poste d'appoint dans les environnements de sérologie.

Caractéristiques principales :

- **1 face lumineuse** avec plaque opaline haute diffusion
- **Éclairage stabilisé** (généralement LED ou fluorescent selon modèle)
- **Contraste optimal** pour l'observation des agglutinations
- **Format compact** : pratique pour postes individuels
- **Surface lisse et non poreuse** : nettoyage facile
- **Structure robuste** adaptée à un usage intensif

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Interrupteur à accès rapide

Applications :

- Détermination du facteur Rhésus
- Observation de réactions sérologiques
- Lecture d'agglutinations sur tubes ou lames
- Support visuel en immuno-hématologie

Ce modèle offre la combinaison idéale entre **simplicité**, **fiabilité** et **précision**. Il garantit une observation optimale tout en occupant un minimum d'espace sur le plan de travail.

Le Rhéuscope est un appareil utilisé pour la lecture des facteurs rhésus.

Le Rhéuscope 1 face peut recevoir 1 plaque de lecture opaline 255 x 180 mm .

Son enceinte est faite en acier laqué cuit au four, et le support en acier inoxydable

Livré avec : 1 plaque opaline de 255 x 180 mm

Caractéristiques du Rhéuscope une face

- Agitation manuelle
- Thermostat incorporé : 37 à 39 °C sur la plaque de verre
- Thermomètre incorporé sur face supérieur
- Eclairage indépendant de la température (surface éclairante 255 x 180 mm)
- Inclinaison max : +/- 30°
- Puissance : 90W
- Alimentation : 220V / 50 Hz
- Dimensions : 340 x 180 X 90 (h) mm
- Poids : 3,5 kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/rhesusscopes/10736-lecteur-de-facteur-rhesus-rhesuscope-1-face.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delaïs	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

Documents associés

- Rhéscope 1 face

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com