


FICHE PRODUIT



Système EEG, 36 voies avec chariot et casque

Référence : SOC-NSEEGD12

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Caractéristiques:

- Transmission des données par Fibre optique ou WiFi
- EEG de haute précision (24 bits)
- Fonctions de test d'impédance intégrée et étalonnage automatique.

Configuration Standard

- Amplificateur EEG
- Contrôleur EEG
- Électrodes,
- Chariot avec caméra numérique: Le système vidéo est installé sur le chariot comme plate-forme d'opération.
- Casque EEG, 32 voies; en tissu: Il facilite le placement des électrodes
- Logiciel EEG

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Manuel

Accessoire Optionnel

- unité centrale,
- le moniteur,
- clavier souris,
- L'imprimante,
- Congélation EEG,
- Pâte Ten20EEG,
- Gel de préparation de la peau Nuprep.
- Stimulation éclair,
- caméra vidéo,

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-de-diagnostic-divers/10745-systeme-eeg-36-voies-avec-chariot-et-casque.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com