

FICHE PRODUIT

CT Scanner ANATOM 16HD

Référence : SOC-ANATOM16HD

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

La plate-forme technologique de précision ANATOM est équipée de technologies d'imagerie avancées et comprend:

DETECTEUR OPTIWAVE

Il assure une imagerie bi-énergétique de pointe, **Admir3D**, une technologie de reconstruction itérative et **AccuTilt** : la technologie de portique inclinable bi-mode pour fournir un support puissant pour un diagnostic précis.

ADMIR

Il applique des modèles mathématiques et physiques pour construire et décrire avec précision le signal des caractéristiques quantiques. Les opérations itératives sont effectuées dans les trois domaines des données brutes, projection et image, pour réduire considérablement le bruit de l'image et atteindre une qualité d'image optimale par petite dose.

Il utilise 140kV et 80kV en mode de balayage à commutation d'énergie pour l'imagerie cérébrale. En analysant soigneusement les caractéristiques de haute et basse énergie, les images peuvent montrer des informations précieuses concernant les tissus du cerveau.

ACCUORGAN

Pour une imagerie ciblée et de haute précision de chaque organe du corps humain. Ceci à faible

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

dose et à une consommation d'énergie faible.

ACCUSCAN

Processus d'opération efficient et convenable qui améliore considérablement l'efficacité du travail pour obtenir un volume de patients élevés jusqu'à 65 frms/sec de reconstruction en temps réel.

Autres

- Procédures intelligentes et prédéfinies de positionnement précis du patient. Ceci grâce à un seul bouton.
- Protocoles de numérisation par défaut soigneusement conçus permettent d'obtenir facilement des images de haute qualité
- Suivi automatique du bolus pour déclencher le scan suivant un timing précis.
- Composition intelligente et impression rapide pour gagner du temps

Applications cliniques

Des technologies d'imagerie rapides, précises et à faible dose offrent une gamme complète de solutions cliniques pour répondre aux besoins de diagnostic clinique actuels et futurs.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-divers/10748-ct-scanner-anatom-16hd.html>




SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com