

FICHE PRODUIT



Batterie non-rechargeable LiSO2

Référence : SOC-DIS3100A

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Batterie non-rechargeable LiSO2. Avec une durée de conservation de 05 ans et 270 décharges minimum à 360 Joules. Recommandé pour les défibrillateurs REANIBEX.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-moniteur-defibrillateur/10768-batterie-non-rechargeable-liso2.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com