

FICHE PRODUIT



Ecarter-joues adulte type SPANDEX, Par 2

Référence : SOC-F606209

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Ecarter-joues adulte type SPANDEX, Par 2

Fabriqué en polycarbonate transparent de haute qualité :

- Souple et résistant.
- Facile à mettre en place.
- Confortable pour le patient.
- Stérilisable en autoclave à 121°C pendant 20 minutes ou à 134°C pendant 18 minutes.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/10778-ecarte-joues-adulte-type-spandex-par-2.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com