

**FICHE PRODUIT**



## Porte-fraises FG en Inox 24 trous, Avec couvercle

Référence : SOC-F906636

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

### Porte-fraises FG en Inox 24 trous, Avec couvercle

Porte-fraises 24 trous pour fraises turbines.

Socle en aluminium.

Couvercle en plexiglas.

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/fraise-pour-soins-dentaire/10781-porte-fraises-fg-en-inox-24-trous-avec-couvercle.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)