

FICHE PRODUIT

Sacoche de transport avec bandoulière pour défibrillateur

Référence : SOC-DIX8040A

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Sacoche de transport avec bandoulière Recommandé pour défibrillateur REANIBEX

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-moniteur-defibrillateur/10782-sacoche-de-transport-pour-defibrillateur-avec-bandouliere.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com