

**FICHE PRODUIT**

## Thermo-soudeuse pour sachets avec système de coupe

Référence : SOC-605988

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

### Thermo-soudeuse pour sachets avec système de coupe

Facile à utiliser.

Respecte les normes les plus rigoureuses.

Design innovant.

Soudure de 12 mm.

Permet d'utiliser des rouleaux jusqu'à 30 cm de large.

- Dimensions de l'emballage : (L x l x H) 500 x 320 x 160 mm; - Poids : 3,6 kg - 220 V

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/divers/10814-thermo-soudeuse-pour-sachets-avec-systeme-de-coupe.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

## Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com