

FICHE PRODUIT



Appareil de Photothérapie intensive à LED Bilisphere 360

Référence : SOC-955360

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Appareil de Photothérapie intensive à LED Bilisphere 360

SOCIMED offre au personnel soignant une **Nouvelle Photothérapie Intensive Multidirectionnelle** dotée de nouvelles normes permettant plusieurs avantages au nouveau-né.

Design ergonomique

- fenêtre frontale pour une surveillance permanente
- Système de sécurité contre hamac usé

Utilisation :

L'objectif de l'utilisation de la BILISPHERE 360 est de créer un environnement de PHOTOTHÉRAPIE INTENSIF idéal pour des nouveau-nés sachant que L'augmentation de température ou la diminution, la perte de poids (d'organisme) l'environnement humide et stressant empêchent leur développement.

Le logiciel breveté Novosoft™ assure une température stable à l'intérieur. Le nouveau module de ventilateur et le système d'élévation automatique permet un niveau sonore très bas, donc le stress et les perturbations sont réduites au minimum pour le nouveau-né.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Software :

Le système logiciel évolué Novosoft [™] commande non seulement la régulation de la température d'environnement réglée, mais active aussi le THERMOELEVATION [™] le mode qui élève la partie supérieure et disperse la chaleur intérieure, garantit donc des niveaux acceptables de température pour le bébé.

Caractéristiques techniques :

- Affichage de température d'air: 12°C to 44°C
- Affichage de température: 12°C to 44°C
- Burtuaintsé: < 50 db (A)
- Écran: 5.1" LCD
- Durée de vie lampes: 2000 heures
- Type Lampes: 16 pcs tubes ultv
- Intensité: 3 mW/cm²
- Spectre d'Irradiation: 420 nm to 500 nm
- Alimentation: 220 V± %10 , 50Hz / 110 V ± %10 , 60Hz
- Puissance: 600 W

Specifications techniques :**Dimensions :**

- Largeur: 26.4 en (67 cm)
- Profondeur: 29.5 en (75 cm)
- Hauteur: 60 à 74 en (153 à 188 cm)
- Poids: 178 lbs (81 kg)
- Dim du Hammack: 23.6 x 14.8 en (60 x 37.5 cm)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Environment :

- Temperature: 19°C to 30°C
- Temperature (Stockage): -20°C to 50°C
- Humidité: 5% to 99% RH, non condensing
- Humidité (stockage): 0% to 99% RH, non condensing

Alarms :

- Alarme température cutanée: 35°C à 39°C
- Alarme température cutanée basse: 33°C à 37°C
- Haute Température d'air: 37°C
- Basse Température d'air: 30°C
- Défaut de sonde de température
- Défaut de sonde cutanée
- Alarme fin de thérapie
- Lampe à changer

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/neonatalogie-et-reanimation-neonatale/10819-appareil-de-phototherapie-intensive-a-led-bilisphere-360.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com