

FICHE PRODUIT

Autoclave manuel en forme de marmite (cocote minute) 30 Litres

Référence : SOC-AUTOMANUEL30L

Points forts

- délais : 10 jours
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Autoclave manuel en forme de marmite (cocote minute) 30 Litres.

- Le chauffage se fait grâce aux résistances interne immergées.
- Cet autoclave produit de la vapeur d'eau saturée nécessaire pour la stérilisation du matériel médical.
- Il est facile à transporter, robuste, présentable, etc.
- Cet appareil trouve aisément sa place dans des petites unités médicales et centres de santé.

Caractéristiques de l'autoclave manuel en forme de marmite (cocote minute) 30 Litres source d'énergie:

électrique pression de désinfection: 0.14-0.165MPa

Volume de stérilisation: 30 L(φ280*412mm)

Alimentation: 220 V Puissance: 2 KW

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-vertical-a-cuve-verticale/10820-autoclave-manuel-en-forme-de-marmite-cocote-minute-30-litres.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	10 jours
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com