

FICHE PRODUIT



Electrostimulateur 4 Canaux Slimfit, 136 programmes.

Référence : SOC-646-G3728

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

DONNÉES TECHNIQUES:

- **Canaux:** 4 CANAUX indépendants (8 électrodes)
- **Fréquence:** 0,3 - 150 Hz
- **Puissance:** 120 mA par canal
- **Amplitude d'impulsion:** 40 - 450 μ s
- **Forme d'onde:** Onde carrée biphasée symétrique compensée
- **Alimentation:** batteries rechargeables
- Ecran rétroéclairé
- Appareil Classe II A

INCLUT:

- 1 Etui
- 1 Electrostimulateur GLOBUS SlimFit
- 4 Câbles pour la connection avec les électrodes

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 4 Electrodes autoadhésives carrées
- 4 Electrodes autoadhésives rectangulaires
- 1 Chargeur
- 1 Manuel

PROGRAMMES:**FORME PHYSIQUE - TONIFICATION:**

- Raffermissement
- Modelage
- Modelage Bio-Pulse
- Tonification
- Augmentation Masse
- Jogging

SPORT:

- Capillarisation
- Echauffement
- Echauffement pré-compétition
- Récupération active
- Force maximale
- Force résistante
- Force explosive
- Réactivité
- Récupération post-compétition
- Hypertrophie

BEAUTE:

- Drainage
- Drainage Bio-Pulse

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Lipolyse
- Massage relaxant Bio-Pulse
- Massage énergisant
- Massage tonifiant
- Massage conjonctif
- Bras enflés
- Capillarité du visage
- Définition
- Corps mince
- Amélioration du teint de peau
- Drainage postparto
- Lipolyse postparto
- Raffermissement postpartum
- Raffermissement seins
- Modelage seins

DOULEURS:

- Tens antalgique conventionnel
- Douleur menstruelle
- Tens antalgique modulable
- Ostéoarthrite main
- Tens endorphinique
- Douleur chronique
- Douleur épaule (Périarthrite)
- Douleur musculaire
- Lombalgie chronique
- Douleur cervicale
- Bursite-tendinite
- Ostéoarthrite

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

REEDUCATION:

- Atrophie des quadriceps (con prothèse de genou)
- Récupération post LCA
- Prévention luxation de l'épaule

INCONTINENCE: Incontinence mixte**SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION "3S":** 6 programmes**CERTIFICATION:**

- Directive CE 93/42 de Products Sanitaires.

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/appareils-de-kinesitherapie/10826-electrostimulateur-4-canaux-slimfit-136-programmes.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com