

FICHE PRODUIT



Kit de réactifs de protéines sériques d'hémoglobine (MINIPHOR 08)

Référence : SOC-SL80HE

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Kit de réactifs de protéines sériques d'hémoglobine (MINIPHOR 08)

80 TESTS

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ionogrammes/10829-kit-de-reactifs-de-proteines-seriques-d-hemoglobine-miniphor-08.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com