

FICHE PRODUIT



Kit de reactifs protéine sérique pour MINIPHOR08 (400 tests)

Référence : SOC-SL400SP

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Kit de reactifs de protéine sérique

400 tests

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ionogrammes/10832-kit-de-reactifs-proteine-serique-pour-miniphor08-400-tests.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com