


FICHE PRODUIT



Bain-marie Polycarbonate de Sérologie

Référence : SOC-BMS600

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Bain-marie Polycarbonate de Sérologie

Caractéristiques techniques du bain marie de sérologie.

- Réglage température 7 à 60°C.
- Précision température 5 /10.
- Cuve en plexiglas transparent, couvercle.
- Portoir pour 30 tubes hémolyses diamètre 14 mm.
- Dimensions intérieures 290 x 110 x 190 mm, 250 W.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bain-marie/10833-bain-marie-polycarbonate-de-serologie.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com