

FICHE PRODUIT



Chariot à linge propre

Référence : SOC-IC10247

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du chariot a linge propre.

- Support de sac pliable (sac non inclus).
- Cadre en acier inoxydable.
- Trois étagères plates.
- Roulettes roulantes de 100 mm.
- Longueur: 93 cm / Longueur en extension: 115 cm.
- Largeur: 63 cmHauteur: 95 cm.
- Poids: 22 kg.
- Volume: 0.56 m.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariots-divers/10834-chariot-a-linge-propre.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com