

FICHE PRODUIT



Chariot à plâtre

Référence : SOC-P-CHPL3P

Description du produit

Caractéristiques du chariot à plâtre.

Chariot à plâtre avec table équipée de:

- 2 tiroirs
- support et bac de trempage

Options:

- Potence avec distributeur de Jersey
- Plan de travail rabattable

COLORIS DISPONIBLES : bleu ciel ou vert pomme.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariots-divers/10835-chariot-a-platre.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com