


FICHE PRODUIT

Lampe de Wood avec manche

Référence : SOC-955362

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Pour le diagnostic des pathologies cutanées**Description :**

Eclairage ultraviolet pour le diagnostic en dermatologie, esthétique et ophtalmologie.

Lampe loupe avec grossissement de 3 dioptries.

Manche ergonomique pour une excellente maniabilité.

Caractéristiques techniques :

- Lentille cristal pur 16 x 6 cm
- Dimensions : 170 x 220 mm
- Puissance 9 W
- Tension 230 V
- Culot G23
- Couvre lentille.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Permet l'identification des pathologies telles que :

- Les mycoses cutanées;
- L'erythrasma.
- Les infections cutanées bactériennes.
- Certaines lésions pigmentées.

Matériel garanti 5 ans.

Conforme IEC 60601-1. Fabriqué sous ISO 13485:2003, ISO 9001, ISO 14001:2004 et ISO 13485:2003.

Matériel médical CE.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-d-examen-medicales/10836-lampe-de-wood-avec-manche.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com