

FICHE PRODUIT

Pèse linge avec colonne et indicateur, portée 15 à 150kg

Référence : SOC-BSL150

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Description du pèse linge :

- Alimentation sur secteur avec batterie interne d'une autonomie de 150H.
- Ecran LCD 28mm avec rétro-éclairage.
- clavier étanche avec 4 fonctions (Limit, Unit, Tare, Zéro).
- Indicateur avec alarme de surcharge, plateforme munie de 5 butées de surcharge.
- Indicateur avec voyants indiquant la charge de la batterie, zéro centré, tare activé et stabilité de la mesure.
- Plateforme avec pieds réglables en hauteur, embase en caoutchouc.
- Capteurs en aluminium IP65.
- Niveau à bulle.
- Colonne inox H550mm.
- Position de l'indicateur de pesée ajustable.

Caractéristiques du pèse linge:

- Plateau de pesée 400 x 400 mm
- Plateau et tablier de pesée en inox, carrosserie en acier peint noir, indicateur en ABS

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Disponible en capacité : 15 - 30 - 60 - 150kg
- Disponible en échelon : 2 - 5 - 10 - 20g
- Balance de pesage fonction poids et tare jusqu'a 100% de sa capacité.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pese-bebes-et-pese-personnes-medicaux/10837-pese-linge-avec-colonne-et-indicateur-portee-15-a-150kg.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com