


FICHE PRODUIT



Lampe d'opération mobile LED (Sans ombres) avec batterie de secours

Référence : SOC-955363

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Lampe d'opération mobile LED (Sans ombres)

Excellente lumière froide: Avec source de lumière froide à LED, sans augmentation de la température.

Excellente qualité de lumière du jour et d'IRC répondant aux besoins d'illumination des médecins.

Excellent effet d'éclairage: Système optique unique, spot lumineux homogène, haute définition.

Réglage de la luminosité: Contrôle numérique par micro-ordinateur, avec 8 changements de luminosité pour la sélection et il offre une fonction de mémoire d'éclairage et une tension de travail large.

Donnée techniques :

- Illumination : $\geq 100\,000$ Lux
- Température de couleur: 4800 ± 200 K

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Indice de réduction de couleur (Ra): 96
- Profondeur d'éclairage: 1050mm
- Irradiance totale: 310W / m²
- Dimension du champ lumineux: 120 ~ 240mm
- Diamètre de la tête de la lampe: 500mm
- Puissance nominale de l'ampoule: 3.2V / 1W
- Durée de vie des illuminant: 50 000h
- Tension d'alimentation: AC110-240v, 50 / 60Hz
- Durée d'alimentation de secours: 7 heures
- Consommation totale d'énergie: 80W
- Quantité totale d'ampoule LED: 39 ampoules.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampe-operation-ledmobile/10838-lampe-d-operation-mobile-led-sans-ombres.html>




Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com